

1,2,3 keimfrei.

Gebrauchsfertige Desinfektionstücher sind äußerst praktisch und aus dem Praxisalltag nicht mehr wegzudenken. Sie eignen sich für die Desinfektions- und Reinigungsmaßnahmen nach jedem Patienten, für die Zwischendurch-Desinfektion oder überall dort, wo die Arbeit zügig von der Hand gehen muss. Eine schnelle Tuchentnahme aus handlichen Produktverpackungen, eine einfache Anwendung mit hoher Reichweite sowie ein breites Wirkungsspektrum ermöglichen maximale Effizienz bei der routinemäßigen Reinigung und Desinfektion der Oberflächen in der Praxis.

Da die Anwendung sehr vielfältig sein kann, bietet Dürr Dental Tücher in verschiedenen Größen, Materialien und für jeden Anwendungszweck.

FD 300 top wipes
 FD 322 top wipes
 FD 333 top wipes
 FD 366 sensitive top wipes



Handliche Clipverschlussverpackung à 50 Tücher

- Einfache Tuchentnahme
- Verhindert ein schnelles Austrocknen
- Ideal für die Aufbewahrung in Schubladen



Wirkungsspektren und Anwendungen

	Desinfektion	Reinigung	VAH-gelistet	IHO Desinfektionsmittelliste	geprüft gemäß EU-Normen	bakterizid	tuberkulozid	levurozid	fungizid	begrenzt viruzid	begrenzt viruzid PLUS	viruzid	Konzentration / Einwirkzeit in Min.
Alkoholfreie Desinfektionstücher													
FD 300 top wipes Flächen-Desinfektion	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	gebrauchsfertig/2 ²
FD 312 wet wipes Flächen-Desinfektion ¹	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	gebrauchsfertig/15 ²
Alkoholische Schnelldesinfektionstücher													
FD 322 premium wipes Schnelldesinfektion/ FD 322 top wipes Schnelldesinfektion	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	gebrauchsfertig/1 ²
FD 333 wipes Schnelldesinfektion FD 333 top wipes Schnelldesinfektion	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	gebrauchsfertig/1 ²
FD 333 forte premium wipes Schnelldesinfektion, FD 333 forte wipes Schnelldesinfektion	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	gebrauchsfertig/1 ²
FD 350 Desinfektionstücher	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	gebrauchsfertig/1 ²
FD 366 sensitive wipes Desinfektion empfindlicher Oberflächen	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	gebrauchsfertig/1 ²
FD 366 sensitive top wipes Desinfektion empfindlicher Oberflächen	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	gebrauchsfertig/1 ²

¹Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. ²bakterizid/levurozid.

FD07/00101010/APP-dld.de/1/01/02 Technische Änderungen vorbehalten

DÜRR DENTAL SE
 Höpfigheimer Str. 17
 74321 Bietigheim-Bissingen
 Germany
www.duerrdental.com
info@duerrdental.com



Wischen Sie Keimen eins aus. System-Hygiene von Dürr Dental

Das Desinfektions- und Reinigungstücherprogramm von Dürr Dental



Die System-Hygiene von Dürr Dental: das gute Gefühl, an alles gedacht zu haben

4 Farben, 4 Bereiche – einfach logisch, einfach sicher

Wenn es um Infektionsschutz, Desinfektion und Reinigung geht, darf nichts dem Zufall überlassen werden. Darum stehen bei der System-Hygiene von Dürr Dental einfache Handhabung, sichere und logische Anwendungen an oberster Stelle. Das logische Farbsystem – Rosa für Haut und Hände, Gelb für Spezialbereiche, Blau für Instrumente und Grün für Flächen – hat Dürr Dental in die Hygiene eingeführt.



Die über 30 Produkte der System-Hygiene von Dürr Dental sorgen für mehr Sicherheit und Erfolg bei den täglichen Hygieneaufgaben in der Praxis

Sicher

- Umfassendes Wirkungsspektrum: bakterizid, tuberkulozid, fungizid, viruzid inkl. Coronaviren
- Geprüfte, zuverlässige Wirkung
- Ausnahmslos VAH/DGHM-gelistet und EN-konform
- Hohe Desinfektions- und Reinigungskraft

Komfortabel

- Einfach und effizient in der Handhabung
- Handliche, einheitliche Gebindegrößen
- Reinigung nach Plan
- Dosierung in Kappen
- Hochwirtschaftlich in der Anwendung

Verträglich

- Überlegene Wirkstoffverbindung
- Besonders hautschonend und pflegend
- Äußerst materialverträglich, von führenden Einheitenherstellern empfohlen
- Klinisch erprobt
- Biologisch abbaubar

Schnell

- Kurze Einwirkzeiten
- Schnelles, rückstandsfreies Auftrocknen
- Praktische Anwendung
- Einfache Dosierung

Flächen-Desinfektionstücher Alkoholfreie Desinfektionstücher

■ FD 300 top wipes Flächen-Desinfektion

Voll viruzide und alkoholfreie Desinfektions- und Reinigungstücher für Oberflächen von nicht invasiven Medizinprodukten und medizinischem Inventar



- Bakterizid, tuberkulozid, levurozid, viruzid (alle behüllten und unbehüllten Viren)
- Besonders schnelle Einwirkzeit
- Praktische Entnahme aus Clipverschlussverpackung
- Griffige Struktur für schnelles Handling

Wirkstoffe: Alkylamine, Quartäre Ammoniumverbindungen
Erhältlich als: Packung à 50 Tücher
Tuchgröße: 17,5 x 25 cm

■ FD 312 wet wipes* Flächen-Desinfektion

Alkoholfreie Desinfektions- und Reinigungstücher für Fußböden, Praxisinventar, etc.



- Bakterizid, levurozid, begrenzt viruzid (behüllte Viren inkl. HBV, HCV, HIV und Coronaviren)
- Hohergiebige Flächenbenetzung für bis zu 8 m²
- Tücher in reißfester Wabenstruktur
- Mit frischem Duft

Wirkstoffe: Quartäre Ammoniumverbindungen
Erhältlich als: Packung à 15 Tücher
Tuchgröße: 22 x 42 cm

Alkoholische Desinfektionstücher

■ FD 322 premium wipes Schnelldesinfektion, FD 322 top wipes Schnelldesinfektion

Alkoholische und schnell wirkende Desinfektions- und Reinigungstücher für kleinere Oberflächen von Medizinprodukten



- Bakterizid, tuberkulozid, levurozid, fungizid, begrenzt viruzid PLUS (behüllte Viren inkl. HBV, HCV, HIV und Coronaviren sowie unbehüllte Adenoviren, Polyomaviren und Noroviren)
- Sehr kurze Einwirkzeit
- Rückstandsfreies Auftrocknen
- Gute Materialverträglichkeit

Wirkstoffe: Alkohole
FD 322 premium wipes Erhältlich als: Spenderdose à 80 Tücher
Tuchgröße: 14 x 19 cm
FD 322 top wipes Erhältlich als: Packung à 50 Tücher
Tuchgröße: 17,5 x 25 cm

■ FD 333 wipes Schnelldesinfektion, FD 333 top wipes Schnelldesinfektion

Alkoholische gebrauchsfertige Desinfektions- und Reinigungstücher für kleinere Oberflächen von Medizinprodukten



- Bakterizid, tuberkulozid, levurozid, fungizid, begrenzt viruzid PLUS (behüllte Viren inkl. HBV, HCV, HIV und Coronaviren sowie unbehüllte Adenoviren und Noroviren)
- Schnelle Desinfektionswirkung
- Rasches Auftrocknen
- Parfümfrei

Wirkstoffe: Alkohole, Quartäre Ammoniumverbindungen
FD 333 wipes Erhältlich als: Spenderdose à 110 Tücher
Tuchgröße: 14 x 22 cm
FD 333 top wipes Erhältlich als: Packung à 50 Tücher
Tuchgröße: 17,5 x 25 cm

■ FD 333 forte premium wipes Schnelldesinfektion, FD 333 forte wipes Schnelldesinfektion

Voll viruzide gebrauchsfertige Desinfektions- und Reinigungstücher für Oberflächen von Medizinprodukten und medizinischem Inventar

Geprüft nach DVV/RKI und EN 14476



- Bakterizid, mykobakterizid, tuberkulozid, levurozid, fungizid, viruzid (behüllte Viren inkl. HBV, HCV, HIV und Coronaviren sowie unbehüllte Viren wie Adenoviren, Polyomaviren SV 40, Noroviren und Polioviren)
- Schnelle Desinfektionswirkung
- Extragroße Tücher
- Frischer Zitronenduft

Wirkstoffe: Alkohole, Quartäre Ammoniumverbindungen
FD 333 forte premium wipes Erhältlich als: Spenderbox à 80 Tücher
Tuchgröße: 14 x 19 cm
FD 333 forte wipes Erhältlich als: Spenderbox à 100 Tücher
Tuchgröße: 20 x 30 cm

■ FD 350 Desinfektionstücher

Alkoholische und schnell wirkende Desinfektions- und Reinigungstücher für kleinere Oberflächen von Medizinprodukten



- Bakterizid, tuberkulozid, levurozid, fungizid, begrenzt viruzid PLUS (behüllte Viren inkl. HBV, HCV, HIV und Coronaviren sowie unbehüllte Adenoviren und Noroviren)
- Schnelle Desinfektionswirkung
- Rasches, streifenfreies Auftrocknen
- 3 verschiedene Duftnoten: Classic, Flower, Lemon

Wirkstoffe: Alkohole
Erhältlich als: Spenderdose à 110 Tücher
Tuchgröße: 14 x 22 cm



■ FD 366 sensitive wipes Desinfektion empfindlicher Oberflächen, FD 366 sensitive top wipes Desinfektion empfindlicher Oberflächen

Gebrauchsfertige Desinfektions- und Reinigungstücher für empfindliche Oberflächen von Medizinprodukten



- Bakterizid, tuberkulozid, levurozid, begrenzt viruzid (behüllte Viren inkl. HBV, HCV, HIV und Coronaviren), Noroviren
- Schnelle Desinfektionswirkung
- Extragroße Tücher
- Parfümfrei

Wirkstoffe: Alkohole, Quartäre Ammoniumverbindungen
FD 366 sensitive wipes Erhältlich als: Spenderbox à 100 Tücher
Tuchgröße: 20 x 30 cm
FD 366 sensitive top wipes Erhältlich als: Packung à 50 Tücher
Tuchgröße: 17,5 x 25 cm

Trockene Tücher

■ FD multi wipes

Universelle, trockene Tücher, tränkbar mit Desinfektions- und Reinigungsmitteln



- Universell einsetzbare Tücher in Kombination mit Flächen-Desinfektionsmitteln
- Fusselfrei und reißfest
- Sehr gute Benetzung und kein Zerkratzen von Oberflächen
- Sehr ökonomisch

Erhältlich als: Spenderbox à 180 Tücher
Tuchgröße: 20 x 30 cm
Unsere Empfehlung: FD 300, FD 312, FD 322, FD 333, FD 333 forte, FD 366 sensitive, Wandhalterung für FD multi wipes Box

■ FD multi wipes compact

Universelle, trockene Tücher, tränkbar mit Desinfektions- und Reinigungsmitteln



- Universell einsetzbare Tücher in Kombination mit Flächen-Desinfektionsmitteln
- Fusselfrei und reißfest
- Sehr gute Benetzung und kein Zerkratzen von Oberflächen
- Kompakte Box, extra große Tücher

Erhältlich als: Spenderbox à 60 Tücher
Tuchgröße: 29 x 30 cm
Unsere Empfehlung: FD 300, FD 312, FD 322, FD 333, FD 333 forte, FD 366 sensitive

■ FD Poliertuch

Mikrofaserstuch mit Spezialfasern zur materialschonenden Reinigung und Politur von empfindlichen Oberflächen



- Besonders gründlich durch feines Fasergewebe
- Schnelles und streifenfreies Polieren
- Entfernt kleine Schmutz- und Staubpartikel durch antistatische Eigenschaften
- Problemlos waschbar bis 60 °C

Erhältlich als: Einzelstück
Tuchgröße: 32 x 32 cm